

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO NÃO ESTÉRIL**Especificação Técnica:****Sem extensão:**

Látex de borracha natural.

Formato anatômico do pênis humano.

Provido de bainha para seu auto-ajuste.

Tamanhos:

MODELO	DIAMETRO (mm)	COMPRIMENTO (cm)
4	33 a 37	13
5	38 a 42	13
6	43 a 47	13
7	48 a 52	13

Com extensão:

Tubo de PVC.

Conector com configuração cônica tipo macho de engate.

Conector com configuração cônica tipo fêmea de engate.

Látex de borracha natural.

Formato anatômico do pênis humano.

Provido de bainha para seu auto-ajuste.

Tamanhos:

MODELO	DIAMETRO (mm)	COMPRIMENTO (cm)
P	35	12
M	47	18
G	52	20

Produto Não Estéril**Condições de Armazenamento e Transporte:**

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Produto não estéril e de uso único; descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado.

Verificar o prazo de validade do produto, antes da sua utilização, não utilizar se o prazo estiver expirado.

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho.

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.

Indicação de Uso:

Produto de uso médico hospitalar. Para pacientes com incontinência urinária. É indicado para transporte de urina e secreções uretrais.

Modo de Uso:

A escolha quanto ao uso dos dispositivos deve ser feita pelo médico.

Retirar o produto da embalagem.

Envolver o pênis desenrolando delicadamente, para que fique bem ajustado e sem folgas.

Conectar a bolsa coletora.

Assim que a bolsa estiver cheia, substitua o dispositivo.

Após o uso, descartar em lugar apropriado.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel.(43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570030.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2015	00	Yurandy Zamora	Elaboração
07/2017	01	Joelma C. Brizola	Alteração do diâmetro dos dispositivos sem extensão conforme especificação do fornecedor
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".