
	Revisão N°05	INSTRUÇÃO DE USO DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA MASCULINO NÃO ESTÉRIL IU 5.019	Emissão: 09/2024	
--	-----------------	--	---------------------	--

Especificação Técnica:

Sem extensão:

Látex de borracha natural.

Formato anatômico do pênis humano.

Provido de bainha para seu auto-ajuste.

Produto Não Estéril.

Tamanhos do preservativo:

MODELO	DIAMETRO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	ESPESSURA(mm)
4	33 a 37	Mínimo 120	0,12
5	38 a 42	Mínimo 120	0,12
6	43 a 47	Mínimo 120	0,12
7	48 a 52	Mínimo 120	0,12

Com extensão:

Tubo de PVC com comprimento 100 e 130cm.

Conector com configuração cônica tipo macho de engate.

Conector com configuração cônica tipo fêmea de engate.

Látex de borracha natural.

Formato anatômico do pênis humano.

Provido de bainha para seu auto-ajuste.

Produto Não Estéril.

Tamanhos do preservativo:

MODELO	DIAMETRO (mm)	COMPRIMENTO (cm)	ESPESSURA(mm)
G	50 a 54	Mínimo 160	0,03
G	50 a 54	Mínimo 160	0,03

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade, não utilizar se o prazo de validade estiver expirado.

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem furos, rasgos e sem presença de material estranho.

Contém Látex natural pode causar alergia.

Produto Estéril. Uso Único. Proibido Reprocessar. Proibido Reesterilizar.



Indicação de Uso:

Os dispositivos são indicados para serem usados em pacientes do sexo masculino acometidos de incontinência urinária e tem como única finalidade a coleta de urina.

Contraindicação:

Pacientes com alergia ao látex.

Modo de Uso:

	Revisão Nº05	INSTRUÇÃO DE USO DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA MASCULINO NÃO ESTÉRIL IU 5.019	Emissão: 09/2024	
--	-------------------------	--	-----------------------------	--

Lavar as mãos;
Higienizar o pênis;
Verificar a integridade da embalagem do produto;
Abrir a embalagem e retirar o dispositivo assepticamente;
Colocar o dispositivo sobre a glândula, desenrolando delicadamente, de modo a ficar bem ajustado e sem folgas;
Conectar o tubo condutor ao recipiente coletor (não fornecido);
Recomenda-se a substituição do dispositivo a cada 12 horas;
Após o uso descartar em local apropriado.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Thereza de Souza Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570030.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Rogerio S. Soares" para "Gessica Dias Correia" e Inclusão de Contraindicações.
09/2024	05	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Gessica Dias Correia" para " Rozilda R. Oliveira" e Atualizações no conteúdo.