

	Revisão Nº03	INSTRUÇÃO DE USO EQUIPO MACRO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS IU 5.042	Emissão: 09/2024	
--	-----------------	--	---------------------	--

Especificação Técnica:

Poli cloreto de Vinila (PVC).

Comprimento: 150 cm

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno. Uso Único

Uso Veterinário.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

A escolha e as orientações quanto ao uso dos equipos devem ser feitas pelo profissional;

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado.

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho; a embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada e úmida. O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto.

Indicação de Uso:

É um artigo destinado a uso veterinário, tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais e dispositivos médicos que se adaptem em conectores conforme a ABNT NBR ISO 80369-7.

Contraindicação:

Os equipos são produzidos em PVC com DOP e não devem ser utilizados com medicamentos que contenham em sua formulação Paclitaxel (substância contida em alguns medicamentos de uso oncológico), pois a solução concentrada ou diluída em contato com o material plástico de PVC ocasiona o desprendimento do plastificante.

Modo de Uso:

Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica durante o manuseio.

Verificar se as tampas protetoras estão perfeitamente encaixadas, garantindo assim a integridade da esterilização após aberto a embalagem.

Verificar se as conexões e componentes do produto suportam as condições normais de uso.

Retirar a tampa do perfurador e conectar o equipo ao frasco de solução, fechá-lo com o controlador de fluxo.

Verificar o encaixe do perfurador ao frasco se estão seguros, não apresentando vazamentos.

Certificar-se de que não há ocorrências de bolhas de ar durante a passagem da solução.

Verificar se o controlador de fluxo permite uma regulação do fluxo de gotejamento da solução entre zero e o máximo.

Realizar a punção do scalp e conectar o equipo ao scalp ou cateter.

Regular o fluxo prescrito iniciando o gotejamento da solução.

Após o uso, descartar o produto de acordo com a legislação vigente.

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº03	INSTRUÇÃO DE USO EQUIPO MACRO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS IU 5.042	Emissão: 09/2024	 PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-----------------	--	---------------------	---

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Thereza de Souza Carneiro nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA CONF DECRETO 5053 - MAPA

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
02/2022	02	Gessica Dias Correia	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Rogerio S. Soares” para “Gessica Dias Correia”
09/2024	03	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome do Coordenadora da Qualidade de “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira” e Atualização de norma.