


**DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO NÃO ESTÉRIL  
ANVISA Nº80163570030****FINALIDADE:**

Artigo indicado no auxílio a incontinência urinária e na coleta da urina de pacientes do sexo masculino, possui preservativo em látex que ao ser ajustado no pênis do paciente veda qualquer tipo de extravasamento de urina.

**COMPOSIÇÃO:**

1. Preservativo de látex, tamanho: G com diâmetro 52 mm.
2. Conector em PVC azul.
3. Tubo em PVC azul / cristal: de 100 e 130 cm de comprimento.

**ROTULAGEM:** Modelo de Rótulo**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em embalagem plástica.

**ESTERILIZAÇÃO:**

Produto não estéril

**VALIDADE:**

Validade 4 anos.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES**

Data	Revisão	Responsável	Alterações
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
09/2022	05	Gessica Dias Correia	Inclusão do tamanho equivalente do dispositivo G no Item 1 Composição.
08/2024	06	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira" e Revisão no Item 1.