

**DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO NÃO ESTÉRIL
ANVISA Nº80163570030**


FINALIDADE:

Artigo indicado no auxílio a incontinência urinária e na coleta da urina de pacientes do sexo masculino, possui preservativo em látex que ao ser ajustado no pênis do paciente veda qualquer tipo de extravasamento de urina.

COMPOSIÇÃO:

1. Preservativo de látex, com tamanhos:
G (equivalente ao tamanho 7 com diâmetro 52 mm).
2. Conector em PVC azul
3. Tubo em PVC azul / cristal: de 100 e 130 cm de comprimento

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo



EMBALAGEM:

Embalado individualmente em embalagem plástica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto não estéril

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Data	Revisão	Responsável	Alterações
03/2020	03	Milena Costa Rivera	Exclusão do tamanho do preservativo P e M.
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
09/2022	05	Gessica Dias Correia	Inclusão do tamanho equivalente do dispositivo G no Item 1 Composição.