

**DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO SEM EXTENSÃO NÃO ESTÉRIL  
(TIPO CONE)  
ANVISA N°80163570030****FINALIDADE:**

Artigo indicado no auxílio a incontinência urinária e na coleta da urina de pacientes do sexo masculino, possui dispositivo em látex que ao ser ajustado no pênis do paciente veda o extravasamento de urina.

**COMPOSIÇÃO:**

Confeccionado em látex de borracha natural, lubrificado com pó bio-absorvível atóxico.

Tamanhos	Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)
04	33 a 37	13
05	38 a 42	13
06	43 a 47	13
07	48 a 52	13

**ROTULAGEM:Modelo de Rotulo****EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em embalagem plástico.

**ESTERILIZAÇÃO:**

Produto não estéril

**VALIDADE:**

Validade 4 anos.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES**

Data	Revisão	Responsável	Alterações
07/2017	01	Joelma C. Brizola	Alteração das medidas dos preservativos
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	03	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".