

BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTÁVEL
ANVISA N°80163570013**FINALIDADE:**

Utilizado para a coleta de material fecal em pacientes colostomizados, em período pós-cirúrgico ou com antecedente cirúrgico de derivação intestinal.

COMPOSIÇÃO:

Bolsa para colostomia intestinal com furo recortado nos tamanhos 30, 50 e 63 mm capacidade de 200 ml, com fita adesiva dupla face, hipoalérgica.

Resistente e que não desprende do conjunto, composto por saco transparente com comprimento de 21 cm e largura de 14 cm.

Com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável.

A parte adesiva não se desprende da bolsa e não deixa resíduo na pele do usuário.

Confeccionadas em polietileno de baixa densidade, com selagem nas bordas assegurando a integridade do saco para que não provoquem lesão ao paciente ou vazamento.

Permite o fechamento da área de drenagem sem o extravasamento de efluentes, favorecendo o manuseio na higienização e troca da mesma.

Produto comercializado em pacotes com 10 peças, não estéril, sendo descartável e de uso único.

FREE LÁTEX

**ROTULAGEM:Modelo de Rotulo****EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em embalagem plástico.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto não estéril.

VALIDADE:

Validade 4 anos.



Revisão
N°03

FICHA TÉCNICA
FT 8.010

Emissão
02/2022



CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2018	01	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	03	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".