

**COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO 2000 ML  
ANVISA N°80163570046**



**FINALIDADE:**

Sistema de coleta de urina durante uma sondagem uretral, em sistema aberto.

**COMPOSIÇÃO:**

1. Saco plástico translúcido atóxico, com capacidade de 2000 ml. Confeccionado em Polietileno inodoro e resistente.
2. Escala volumétrica impressa no coletor de 100 em 100 ml.
3. Local para anotações de dados do paciente.
4. Cordão para sustentação e manipulação do coletor.
5. FREE LÁTEX

**ROTULAGEM: Modelo Ilustrativo**



**EMBALAGEM:**

100 unidades por embalagem plástica selada.

**ESTERILIZAÇÃO:**

Produto não estéril.

**VALIDADE:**

Validade 4 anos.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	03	Milena C. Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".