

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO
ANVISA Nº80163570028**FINALIDADE:**


Artigo indicado no auxílio a incontinência urinária e na coleta da urina de pacientes do sexo masculino, possui preservativo em látex que ao ser ajustado no pênis do paciente, veda qualquer tipo de extravasamento de urina.

COMPOSIÇÃO:

1. Preservativo de látex, tamanho: G com diâmetro 52 mm.
2. Conector em PVC azul
3. Tubo em PVC azul: de 100 e 130 cm de comprimento.

ROTULAGEM: Modelo de Rotulo

COD: 10701130 – DISP. INC. URINÁRIA
MASCULINO G – 130 CM
LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00
ANVISA Nº 80163570028

**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Data	Revisão	Responsável	Alterações
02/2022	05	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
09/2022	06	Gessica Dias Correia	Inclusão do tamanho equivalente do dispositivo G no Item 1 Composição.
08/2024	07	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira" e Revisão no Item 1.