


**DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO NÃO ESTÉRIL
ANVISA Nº80163570030****FINALIDADE:**

Artigo indicado no auxílio a incontinência urinária e na coleta da urina de pacientes do sexo masculino, possui preservativo em látex que ao ser ajustado no pênis do paciente veda qualquer tipo de extravasamento de urina.

COMPOSIÇÃO:

1. Preservativo de látex, tamanho: G com diâmetro 52 mm.
2. Conector em PVC azul.
3. Tubo em PVC azul / cristal: de 100 e 130 cm de comprimento.

Modelo de Embalagem:

Em embalagem primária constam os seguintes dados do produto:

Código;
Descrição do produto;
Lote;
Data de fabricação;
Cadastro ANVISA;
Código de barras.

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em embalagem plástica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto não estéril

VALIDADE:

Validade 4 anos.

	Revisão Nº07	FICHA TÉCNICA FT 8.025	Emissão 04/2025	
--	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2022	05	Gessica Dias Correia	Inclusão do tamanho equivalente do dispositivo G no Item 1 Composição.
08/2024	06	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Gessica Dias Correia” para “ Rozilda R. Oliveira” e Revisão no Item 1.
04/2025	07	Rozilda R. Oliveira	Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.