

Revisão N°04

## FICHA TÉCNICA FT 8.009

**Emissão** 02/2022



## SONDA GÁSTRICA LEVINE ANVISA N°80163570009

#### FINALIDADE:

A sonda Gástrica Levine é usada em adultos e crianças para obter uma amostra do conteúdo gástrico, a fim de realizar estudos laboratoriais e para administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal.

## **COMPOSIÇÃO:**

- 1. Área da coligação entre porta agulha e seringas.
- 2. Tampa flexível, possibilitando a vedação da sonda.
- 3. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas para facilitar a aplicação, tendo seu comprimento de 120 cm. Calibres: 04 ao 32 FR.
- 4. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda.
- 5. Possui a extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas.
- 6. FREE LÁTEX

#### ROTULAGEM: Modelo de Rotulo





## **EMBALAGEM:**


Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

#### **ESTERILIZAÇÃO:**

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

#### **VALIDADE:**

Validade 4 anos.





Revisão N°04

# FICHA TÉCNICA FT 8.009

Emissão 02/2022



**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:** 

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	03	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".