


**SONDA URETRAL
ANVISA N°80163570001****FINALIDADE:**

A sonda uretral é utilizada para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. É uma sonda de alívio (permanência curta), tem como finalidade: preparar o paciente para determinadas cirurgias; evitar que o paciente urine de forma espontânea; após certas cirurgias; aliviar distensão vesical pela retenção da urina; em casos excepcionais obter uma amostra estéril de urina.

COMPOSIÇÃO:

1. Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila). Tampa flexível, possibilitando a vedação da sonda uretral. Calibres: 04 ao 24 FR.
2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 40 cm.
3. Dotada de dois orifícios laterais. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda.
4. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas.
5. FREE LÁTEX

**EMBALAGEM:**

MEDSONDA
PRODUTOS PARA SAÚDE

DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, APIROGÊNICO,
USAR CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA, DESTRUIR APÓS O USO,
PRODUTO DE USO ÚNICO.

PROIBIDO REPROCESSAR

CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE USO PARA OBTER INFORMAÇÕES
SOBRE ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES.
WWW.MEDSONDA.COM.BR OU SOLICITE PELO
SAC TEL: (43) 3512 2800 OU E-MAIL: SAC@MEDSONDA.COM.BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO REGIANE GAVLAK CRQ/PR 09201294 VALIDADE: 4 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO	ADVERTÊNCIAS UTILIZAR APENAS SE A EMBALAGEM ESTIVER ÍNTEGRA E NO PRAZO DE VALIDADE.
--	---

CONTÉM 1 (UMA) UNIDADE
FABRICANTE/DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO: MEDSONDA IND. E COM DE PROD.
HOSPITALARES DESC. LTDA

AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, 1191 - DIST. IND. | CNPJ: 05.150.338/0001-43
ARAPOTI-PR | CEP: 84990-000 | FONE: (43) 3512 2800 | E-MAIL: MEDSONDA@MEDSONDA.COM.BR
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

- Código ;
- Descrição do produto;
- Lote;
- Data de fabricação.
- Cadastro ANVISA;
- Instrução de Uso e Revisão;
- Código de barras.

EMBALAGEM

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	03	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
04/2025	05	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira". Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.