

Revisão N°04

FICHA TÉCNICA FT 8.001

Emissão 02/2022



SONDA URETRAL ANVISA N°80163570001

FINALIDADE:

A sonda uretral é utilizada para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. É uma sonda de alívio (permanência curta), tem como finalidade: preparar o paciente para determinadas cirurgias; evitar que o paciente urine de forma espontânea; após certas cirurgias; aliviar distensão vesical pela retenção da urina; em casos excepcionais obter uma amostra estéril de urina.

01

COMPOSIÇÃO:

- 1. Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila). Tampa flexível, possibilitando a vedação da sonda uretral. Calibres: 04 ao 24 FR.
- 2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 40 cm.
- Dotada de dois orifícios laterais. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda.
- 4. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas.
- 5. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo





EMBALAGEM

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE

Validade 4 anos.

02

13 |

04



Revisão N°04

FICHA TÉCNICA FT 8.001

Emissão 02/2022



CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	03	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".