

Revisão N°04

## FICHA TÉCNICA FT 8.005

Emissão 02/2022



#### SONDA RETAL ANVISA N°80163570004

#### FINALIDADE:


Tem a finalidade de aliviar a tensão provocada por gases e líquidos no intestino grosso, utilizável também para retirada de conteúdo fecal.

## **COMPOSIÇÃO:**

- 1. Conector azul compatível com seringas.
- 2. Tampa flexível, possibilitando a vedação da sonda. Sondas com calibre acima de 24, não possuem conector com tampa.
- 3. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas para facilitar a aplicação, tendo seu comprimento de 40 cm e calibre de 04 a 34 FR.
- 4. Dotada de um orifício lateral. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda.
- 5. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas.
- FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo





## **EMBALAGEM:**


Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

#### **ESTERILIZAÇÃO:**

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

## **VALIDADE:**

Validade 4 anos.





Revisão N°04

# FICHA TÉCNICA FT 8.005

Emissão 02/2022



**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:** 

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES.			
Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	03	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".