

SONDA RETAL
ANVISA Nº80163570004

- FINALIDADE:**
Tem a finalidade de aliviar a tensão provocada por gases e líquidos no intestino grosso, utilizável também para retirada de conteúdo fecal.
- COMPOSIÇÃO:**
1. Conector azul compatível com seringas.
 2. Tampa flexível, possibilitando a vedação da sonda. Sondas com calibre acima de 24, não possuem conector com tampa.
 3. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas para facilitar a aplicação, tendo seu comprimento de 40 cm e calibre de 04 a 34 FR.
 4. Dotada de um orifício lateral. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda.
 5. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas.
 6. **FREE LÁTEX**
- EMBALAGEM:**



Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:
Código ;
Descrição do produto;
Lote;
Data de fabricação.
Cadastro ANVISA;
Instrução de Uso e Revisão;
Código de barras.
Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:
Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:
Validade 4 anos

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	03	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.
04/2025	05	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira”. Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.