

Revisão N°04

FICHA TÉCNICA FT 8.015

Emissão 02/2022



TAMPA LUER MED ANVISA N°80163570020

FINALIDADE:

É indicado para vedar a via de acesso (entrada/saída) de extensões de equipos, seringas e cateteres que deixaram de receber a infusão de medicamentos, com isso, protege a entrada de microrganismos no corpo.


COMPOSIÇÃO:

Confeccionado em Polipropileno rígido.

Embalada unitariamente em blister de papel cirúrgico e filme termoplástico.

Disponível na cor Branca, Vermelha ou Azul.

FREE LÁTEX



ROTULAGEM: Modelo de Rotulo









EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.



Revisão N°04

FICHA TÉCNICA FT 8.015

Emissão 02/2022



CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	03	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".