

MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº05	FICHA TÉCNICA FT 8.015	Emissão 04/2025	MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE
--	-------------------------------	---	----------------------------------	--

TAMPA LUER MED
ANVISA Nº80163570020

FINALIDADE:

É indicado para vedar a via de acesso (entrada/saída) de extensões de equipamentos, seringas e cateteres que deixaram de receber a infusão de medicamentos, com isso, protege a entrada de microrganismos no corpo.

COMPOSIÇÃO:


Confeccionado em Polipropileno rígido.

Embalada unitariamente em blister de papel cirúrgico e filme termoplástico.

Disponível na cor Branca, Vermelha ou Azul.

FREE LÁTEX

EMBALAGEM:



Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

Código ;

Descrição do produto;

Lote;

Data de fabricação.

Cadastro ANVISA;

Instrução de Uso e Revisão;

Código de barras.

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	03	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
04/2025	05	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira". Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.