

EQUIPO PARA ARTROSCOPIA**ANVISA N°: 80163570034****FINALIDADE**

Produto indicado para a irrigação de solução durante o procedimento artroscópico.

Dispositivo de uso médico-hospitalar, para a irrigação de solução salina durante o procedimento artroscópico.

COMPOSIÇÃO

1. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4: 2024 adaptável em bolsas e frascos de soluções e frascos de soluções, material em PVC (Policloreto de Vinila);
2. Protetor da ponta perfurante (tampa) confeccionado em material PEBD (Polietileno de Baixa Densidade);
3. Corta Fluxo tipo presilha, confeccionado em material PVC (Policloreto de Vinila);
4. Tubo confeccionado em material PVC (Policloreto de Vinila);
5. Derivação em "Y", confeccionado em material PVC (Policloreto de Vinila);
6. Conetor Anelado, confeccionado em material PVC (Policloreto de Vinila);


FREE LATEX**MODELOS:**

Equipo Irrigação Artroscopia 2 vias 150cm

Equipo Irrigação Artroscopia 2 vias 220cm

Equipo Irrigação Artroscopia 4 vias 150cm

Equipo Irrigação Artroscopia 4 vias 220cm

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PRODUTO**EMBALAGEM:**

MEDSONDA
PRODUTOS PARA SAÚDE

DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, APIROGÊNICO, USAR CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA, DESTRUIR APÓS O USO, PRODUTO DE USO ÚNICO.

PROIBIDO REPROCESSAR

CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE USO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES.
WWW.MEDSONDA.COM.BR OU SOLICITE PELO
SAC TEL: (43) 3512 2800 OU E-MAIL: SAC@MEDSONDA.COM.BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO
REGIANE GAVLAK CRQ/PR 09201294
VALIDADE: 4 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO

ADVERTÊNCIAS
UTILIZAR APENAS SE A EMBALAGEM ESTIVER ÍNTEGRA E NO PRAZO DE VALIDADE.

CONTÉM 1 (UMA) UNIDADE
FABRICANTE/DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO: MEDSONDA IND. E COM DE PROD. HOSPITALARES DESC. LTDA

AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, 1191 - DIST. IND. | CNPJ: 05.150.338/0001-43
ARAPOTI-PR | CEP: 84990-000 | FONE: (43) 3512 2800 | E-MAIL: MEDSONDA@MEDSONDA.COM.BR
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

Código;

Descrição do produto;

Lote;

Data de fabricação;

Cadastro ANVISA;

Instrução de Uso e Revisão;

Código de barras.

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE

Validade 4 anos

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
07/2021	05	Rogério S. Soares	Atualização da ficha e inclusão dos modelos comerciais.
02/2022	06	Gessica Dias Correia	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Rogério S. Soares" para "Gessica Dias Correia".
04/2025	07	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira". Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.