

**EQUIPO PARA CARBOXITERAPIA
ANVISA Nº80163579004****FINALIDADE:**

O Equipo Carboxiterapia é utilizado como acessório para o aparelho de Carboxiterapia para estética não cirúrgica, na qual o gás carbônico é injetado, utilizando-se de aparelho com agulha muito fina indicada para o combate da celulite, estrias, flacidez, gordura localizada, olheiras, rugas, microvarizes.

COMPOSIÇÃO:

1. Tubo de poliuretano rígido para engate rápido.
2. Tubo de PVC translúcido resistente a pressão pré-definida ao uso. Tamanho 160 cm.
3. Conector Isolador de Pressão utilizado como barreira protetora descartável para monitores de pressão e em equipamentos de hemodiálise. Possui membrana Hidrofóbica bacteriana com porosidade de 0,2 micra que permite medir e monitorar a pressão nas linhas.
4. Conector dializador: Conexão luer lock fêmea.
5. FREE LÁTEX

**ROTULAGEM: Modelo de Rótulo****COD: 10370021 – EQUIPO CARBOXI TERAPIA****LOTE.OP: 00000 ESTERIL/FAB: 00/00/00**
ANVISA 80163579004**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
05/2019	03	Milena C. Rivera	Inclusão do tamanho do tubo de PVC
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".