

**EQUIPO PARA CARBOXITERAPIA
ANVISA Nº80163579004****FINALIDADE:**

O Equipo Carboxiterapia é utilizado como acessório para o aparelho de Carboxiterapia para estética não cirúrgica, na qual o gás carbônico é injetado, utilizando-se de aparelho com agulha muito fina indicada para o combate da celulite, estrias, flacidez, gordura localizada, olheiras, rugas, microvarizes.

COMPOSIÇÃO:

1. Tubo de poliuretano rígido para engate rápido.
2. Tubo de PVC translúcido resistente a pressão pré-definida ao uso. Tamanho 160 cm.
3. Conector Isolador de Pressão utilizado como barreira protetora descartável para monitores de pressão e em equipamentos de hemodiálise. Possui membrana Hidrofóbica bacteriana com porosidade de 0,2 micra que permite medir e monitorar a pressão nas linhas.
4. Conector dializador: Conexão luer lock fêmea.
5. **FREE LÁTEX**

EMBALAGEM:

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

Código;

Descrição do produto;

Lote;

Data de fabricação;

Cadastro ANVISA;

Instrução de Uso e Revisão;

Código de barras.

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Data	Revisão	Responsável	Alterações
05/2019	03	Milena C. Rivera	Inclusão do tamanho do tubo de PVC
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
04/2025	05	Rozilda R. OLiveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira". Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.