

Revisão N°05

# FICHA TÉCNICA FT 8.041

**Emissão** 06/2024



### **ESPECULO VAGINAL ANVISA N°80163579002**

#### FINALIDADE:

Tem como finalidade manter as paredes vaginais afastadas; facilitando a visualização do colo uterino no exame ginecológico e obstétrico; durante a coleta de material para o exame preventivo.

### COMPOSICÃO:

Fabricado em poliestireno cristal (PS), que permite a transparência e transmissão luminosa.

- 1.Borboleta utilizada na abertura e estabilidade da parede vaginal.
- 2. Poliestireno de alto impacto garante um procedimento seguro.
- 3. Bordas a traumáticas livre de rebarbas ou superfície irregulares.
- 4. Confeccionado em Poliestireno Cristal, que permite uma visualização sem interferência ao procedimento.
- 5. Disponíveis nos tamanhos Pequeno, Médio e Grande.
- 6. FREE LÁTEX

#### ROTULAGEM: Modelo de Rotulo





COD: 10601070 - ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL M

LOTE.OP: 00000 **FAB/ESTERIL: 00/00/00** 

ANVISA 80163579002

#### **EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

#### **ESTERILIZAÇÃO:**

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

#### **VALIDADE:**

Validade 4 anos.

## CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

CONTROLL DAS ALTERAÇÕES.			
Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	03	Milena Costa	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina
		Rivera	Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	04	Gessica Dias	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa
		Correia	Rivera" para "Gessica Dias Correia".
06/2024	05	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Gessica Dias
			Correia" para " Rozilda R. Oliveira" e substituição da imagem do produto.