

ESPECULO VAGINAL
ANVISA Nº80163579002

FINALIDADE:


Tem como finalidade manter as paredes vaginais afastadas; facilitando a visualização do colo uterino no exame ginecológico e obstétrico; durante a coleta de material para o exame preventivo.

COMPOSIÇÃO:

Fabricado em poliestireno cristal (PS), que permite a transparência e transmissão luminosa.

1. Borboleta utilizada na abertura e estabilidade da parede vaginal.
2. Poliestireno de alto impacto garante um procedimento seguro.
3. Bordas atraumáticas livre de rebarbas ou superfície irregulares.
4. Confeccionado em Poliestireno Cristal, que permite uma visualização sem interferência ao procedimento.
5. Disponíveis nos tamanhos Pequeno, Médio e Grande.
6. **FREE LÁTEX**

TAMANHO	LARGURA	COMPRIMENTO	COMPRIMENTO TOTAL
P	22mm	101mm	140mm
M	28mm	112mm	156mm
G	33,5mm	116mm	166mm



EMBALAGEM:

MEDSONDA
PRODUTOS PARA SAÚDE

DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, APIROGÊNICO, USAR CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA, DESTRUIR APÓS O USO, PRODUTO DE USO ÚNICO.

PROIBIDO REPROCESSAR

CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE USO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES.
WWW.MEDSONDA.COM.BR OU SOLICITE PELO
SAC TEL: (43) 3512 2800 OU E-MAIL: SAC@MEDSONDA.COM.BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO
REGIANE GAVLAK CRQ/PR 09201294
VALIDADE: 4 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO

ADVERTÊNCIAS
UTILIZAR APENAS SE A EMBALAGEM
ESTIVER ÍNTEGRA E NO PRAZO DE
VALIDADE.

CONTÉM 1 (UMA) UNIDADE
FABRICANTE/DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO: MEDSONDA IND. E COM DE PROD. HOSPITALARES DESC. LTDA

AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, 1191 - DIST. IND. | CNPJ: 05.150.338/0001-43
ARAPOTI-PR | CEP: 84990-000 | FONE: (43) 3512 2800 | E-MAIL: MEDSONDA@MEDSONDA.COM.BR
INDÚSTRIA BRASILEIRA

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº07	FICHA TÉCNICA FT 8.041	Emissão 04/2025	 PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:
Código;
Descrição do produto;
Lote;
Data de fabricação;
Cadastro ANVISA;
Instrução de Uso e Revisão;
Código de barras.
Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:
Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:
Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
06/2024	05	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Gessica Dias Correia” para “ Rozilda R. Oliveira” e substituição da imagem do produto.
09/2024	06	Rozilda R. Oliveira	Inclusão das Medidas.
04/2025	07	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira”. Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.