

EXTENSOR FOTOSSENSÍVEL PARA CATETER DE INFUSÃO
ANVISA Nº80163570032

FINALIDADE:
1. Usado como intermediário para infusão de soluções parenterais fotossensíveis, quando o suporte da solução fica longe do paciente. Conectores conforme *ABNT NBR ISO 80369-7:2022*.

COMPOSIÇÃO:
1. Conectores: Confeccionados em PVC (cloreto de polivinila).
2. Tubo: Confeccionado em PVC atóxico sem emendas, com comprimento de 20, 40, 60, 80 e 120 cm, e calibres de 6FR; 8FR; 10FR e 12FR.
3. **FREE LÁTEX**

EMBALAGEM:



Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:
Código;
Descrição do produto;
Lote;
Data de fabricação;
Cadastro ANVISA;
Instrução de Uso;
Código de barras.
Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:
Produto esterilizado em Oxido de Etileno.
VALIDADE:
Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	03	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.
04/2025	05	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira”. Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem e Atualização no Item 2.