

**EXTENSOR FOTOSSENSÍVEL PARA CATETER DE INFUSÃO  
ANVISA Nº80163570032****FINALIDADE:**

Usado como intermediário para infusão de soluções parenterais fotossensíveis, quando o suporte da solução fica longe do paciente. Deve assegurar a compatibilidade de uso com artigos que apresentem concidade 6% luer conforme NBR ISO 594-1 e 2:2003.

**COMPOSIÇÃO:**

1. Conectores: Confeccionados em PVC (cloreto de polivinila).
2. Tubo: Confeccionado em PVC atóxico sem emendas, com comprimento de 20, 40, 60, 80 e 120 cm, e calibres de 6FR; 8FR; 10FR e 12FR.
3. FREE LÁTEX

**ROTULAGEM:Modelo de Rotulo****COD: 10611050 – EXTENSOR CATETER  
INFUSÃO FOTO 12 X 120CM****LOTE.OP: 00000 FAB/ESTERIL: 00/00/00  
ANVISA Nº 80163570032****EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

**ESTERILIZAÇÃO:**

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

**VALIDADE:**

Validade 4 anos.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

| Data    | Revisão | Responsável          | Alterações                                                                                             |
|---------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/2018 | 02      | Joelma C. Brizola    | Inclusão free látex                                                                                    |
| 10/2019 | 03      | Milena Costa Rivera  | Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”. |
| 02/2022 | 04      | Gessica Dias Correia | Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.   |