

**PRENDEDOR UMBILICAL
ANVISA Nº80163570015****FINALIDADE:**

Utilizado para fechar o cordão umbilical de recém-nascido, após o parto, para impedir a hemorragia após corte do cordão.

COMPOSIÇÃO:

Confeccionado com travas que garante uma trava segura e eficaz contra sangramentos e um sistema de engate que garante que o clamp não se solte sem a intervenção de um profissional habilitado para proceder com a sua retirada do coto umbilical. Plástico PEBD de cor branca.

Dimensões: 10cm de comprimento e 2 cm de largura.
FREE LÁTEX

**ROTULAGEM: Modelo de Rótulo****COD: 11400100 – PRENDEDOR UMBILICAL****LOTE.OP: 00000 FAB/ESTERIL: 00/00/00**
ANVISA Nº 80163570015**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

	Revisão Nº04	FICHA TÉCNICA FT 8.013	Emissão 02/2022	
--	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	03	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.