

**PRENDEDOR UMBILICAL
ANVISA Nº80163570015****FINALIDADE:**

Utilizado para fechar o cordão umbilical de recém-nascido, após o parto, para impedir a hemorragia após corte do cordão.

COMPOSIÇÃO:

Confeccionado com travas que garante uma trava segura e eficaz contra sangramentos e um sistema de engate que garante que o clamp não se solte sem a intervenção de um profissional habilitado para proceder com a sua retirada do coto umbilical.

Plástico PEBD de cor branca.

Dimensões: 10cm de comprimento e 2 cm de largura.

FREE LÁTEX**EMBALAGEM:**

Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

Código ;

Descrição do produto;

Lote;

Data de fabricação.

Cadastro ANVISA;

Instrução de Uso e Revisão;

Código de barras.

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	03	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
04/2025	05	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira". Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.