

Revisão N°04

# FICHA TÉCNICA FT 8.065

Emissão 02/2022



10317001 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PART. ENT. AR E INJ. LAT. VALVULADO, CON. LUER ROT.

## **ANVISA N° 80163570006**

## **FINALIDADE:**

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalps que se adaptem em conectores padrão 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

## **COMPOSIÇÃO:**

- 1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
- 2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
- 3. Filtro de Ar Hidrofóbico de 0,22 µm.
- 4. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada.
- 5. Filtro Particulado de 15 μm.
- 6. Tubo em PVC atóxico com 130 cm de comprimento com diâmetro interno de 3,20 mm e diâmetro externo de 4,00 mm.
- 7. Pinça com rolete para a regulagem do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulagem.
- 8. Injetor Lateral valvulado dotado de sistema needle free (livre de agulha) para administração de soluções em procedimento.
- 9. Tubo em PVC atóxico com 20 cm de comprimento com diâmetro interno de 3,20 mm e diâmetro externo 4,00 mm.
- 10. Conector luer lock rotativo com conicidade 6% conforme NBR ISO 594-1 e 2: 2003 para seringas e agulhas.
- 11. Tampa protetora para o conector Luer Lock Rotativo.
- 12. FREE LÁTEX

### ROTULAGEM: Modelo de Rótulo



COD: 10317001 – EQUIPO MACRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT VALV. E CON. LUER ROT. LOTE.OP: 00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00/00 ANVISA N° 80163570006



#### **EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

## **ESTERILIZAÇÃO:**

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

### **VALIDADE:**

Validade 4 anos.





Revisão N°04

# FICHA TÉCNICA FT 8.065

**Emissão** 02/2022



**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:** 

CONTROLL DAS ALTERAÇÕES.			
Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2019	02	Milena C. Rivera	Item 8. Alteração da palavra auto-cicatrizante para auto- vedante
08/2020	03	Milena C. Rivera	Item 3 Inclusão de 0,22 μm,Item 5 Alteração de 15 micras para 15 μm,Item 6 e 9 Alteração da palavra "luz interna superior a 2.7 mm para "diâmetro interno 3,20 mm e diâmetro externo 4,00 mm",Item 8 Alteração da palavra "com membrana auto-vedante" para "dotado de sistema needle free (livre de agulha)".
02/2022	04	Gessica Dias Correia	Atualização do selo NCC. Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".