

Revisão N°03

FICHA TÉCNICA FT 8.079

Emissão 02/2022



PINÇA DE CHERON ANVISA N° 80163579007

FINALIDADE:

É utilizado para limpeza física do canal vaginal e do colo uterino.

COMPOSIÇÃO:

Fabricado em polistireno. 25 ± 1 cm de comprimento. FREE LÁTEX



ROTULAGEM: Modelo de Rotulo



COD: 10010111 PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL LOTE/OP:00000 FAB./ESTÉRIL: 00/00

ANVISA Nº 80163579007

7898487863002

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

0011111022 D110 1121211119020.			
Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2018	01	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2022	03	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".