

Revisão N°04

FICHA TÉCNICA FT 8.060

Emissão 08/2024



FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL ANVISA N°80163570036

FINALIDADE:

Os frascos de nutrição enteral são artigos médicos hospitalares destinados ao acondicionamento de Nutrição Enteral para ser administrado por sonda ou via oral.

COMPOSIÇÃO:

- 1. Frasco translúcido atóxico, com capacidade de 300ml;
- 2. Escala volumétrica graduada de 100 em 100 ml, em alto relevo;
- 3. Confeccionado em PEBD (polietileno de baixa densidade), inodoro e resistente.
- 4. Tampa com rosca;
- 5. Ponto para conexão de sonda ou equipo.
- 6. Alça para fixação.
- 7. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo





EMBALAGEM:

Embalado individualmente em embalagem plástica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto não estéril.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

| CONTROLE DAS ALTERAÇÕES. | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|--|
| Data | Revisão | Responsável | Alterações |
| 10/2019 | 02 | Milena Costa Rivera | Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera". |
| 02/2022 | 03 | Gessica Dias Correia | Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia". |
| 08/2024 | 04 | Rozilda R. Oliveira | Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Gessica Dias Correja" para "Rozilda R. Oliveira" e alteração - Composição Item 1. |