

FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL
ANVISA Nº80163570036**FINALIDADE:**

Os frascos de nutrição enteral são artigos médicos hospitalares destinados ao acondicionamento de Nutrição Enteral para ser administrado por sonda ou via oral.

COMPOSIÇÃO:

1. Frasco translúcido atóxico, com capacidade de 300ml;
2. Escala volumétrica graduada de 100 em 100 ml, em alto relevo;
3. Confeccionado em PEBD (polietileno de baixa densidade), inodoro e resistente.
4. Tampa com rosca;
5. Ponto para conexão de sonda ou equipo.
6. Alça para fixação.
7. **FREE LÁTEX**

EMBALAGEM:

Em embalagem primária constam os seguintes dados do produto:

- Código;
- Descrição do produto;
- Lote;
- Data de fabricação;
- Cadastro ANVISA;
- Código de barras.

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em embalagem plástica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto não estéril.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

| Data | Revisão | Responsável | Alterações |
|-------------|----------------|----------------------|---|
| 02/2022 | 03 | Gessica Dias Correia | Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia". |
| 08/2024 | 04 | Rozilda R. Oliveira | Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira" e alteração Item 1. |
| 04/2025 | 05 | Rozilda R. Oliveira | Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem. |