

Revisão N°02

FICHA TÉCNICA FT 8.082

Emissão 08/2024



FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL ANVISA N°80163570049

FINALIDADE:

Os frascos de nutrição enteral são artigos médicos hospitalares destinados ao acondicionamento de Nutrição Enteral para ser administrado por sonda ou via oral.

COMPOSIÇÃO:

- 1. Frasco translúcido atóxico, com capacidade de 300ml;
- 2. Escala volumétrica graduada de 100 em 100 ml, em alto relevo;
- 3. Confeccionado em PEBD (polietileno de baixa densidade), inodoro e resistente.
- 4. Tampa com rosca;
- 5. Ponto para conexão de sonda ou equipo.
- 6. Alça para fixação.
- 7. FŘEÉ LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo



EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno

VALIDADE:

Validade 4 anos.



CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
07/2020	00	Milena Costa Rivera	Elaboração
02/2022	01	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia".
08/2024	02	Rozilda R. Oliveira	"Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira" e alteração - Composição Item 1.