

FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL

ANVISA N°80163570049

FINALIDADE:

Os frascos de nutrição enteral são artigos médicos hospitalares destinados ao acondicionamento de Nutrição Enteral para ser administrado por sonda ou via oral.

COMPOSIÇÃO:

1. Frasco translúcido atóxico, com capacidade de 300ml;
2. Escala volumétrica graduada de 100 em 100 ml, em alto relevo;
3. Confeccionado em PEBD (polietileno de baixa densidade), inodoro e resistente.
4. Tampa com rosca;
5. Ponto para conexão de sonda ou equipo.
6. Alça para fixação.

7. FREE LÁTEX

EMBALAGEM:



Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

Código ;

Descrição do produto;

Lote;

Data de fabricação.

Cadastro ANVISA;

Instrução de Uso e Revisão;

Código de barras.

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

| Data | Revisão | Responsável | Alterações |
|---------|---------|----------------------|---|
| 02/2022 | 01 | Gessica Dias Correia | Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Gessica Dias Correia". |
| 08/2024 | 02 | Rozilda R. Oliveira | "Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de "Gessica Dias Correia" para "Rozilda R. Oliveira" e alteração no Item 1. |
| 04/2025 | 03 | Rozilda R. Oliveira | Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem. |