

EQUIPO VETERINÁRIO

Dispensado de registro na ANVISA conforme Decreto 5053 MAPA.

FINALIDADE:

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalp


conforme NBR 8536-4: 2024.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador chanfrado, adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada.
4. Tubo em PVC atóxico com 120 ou 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2.9 mm.
5. Pinça tipo rolete para a regulação do fluxo do gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulação.
6. Porta agulha tipo luer conforme NBR ISO 80369-7:2022.
7. Tampa protetora para a porta agulha.

8. FREE LÁTEX

EMBALAGEM:



Em embalagem primária na rotulagem constam os seguintes dados do produto:

- Código;
- Descrição do produto;
- Lote;
- Data de fabricação;
- Instrução de Uso e Revisão;
- Código de barras;
- Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com pétala para abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.
02/2022	03	Gessica Dias Correia	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade de “Milena Costa Rivera” para “Gessica Dias Correia”.
04/2025	04	Rozilda R. Oliveira	Alteração do nome da Coordenadora da Qualidade “Gessica Dias Correia” para “Rozilda R. Oliveira”. Alteração no layout da embalagem em atendimento a Norma RDC 751: 2022 – Artigo 47,1 – Requisitos de Rotulagem.