


**DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO**  
**ANVISA N°80163570028****FINALIDADE:**

Artigo indicado no auxílio a incontinência urinária e na coleta da urina de pacientes do sexo masculino, possui preservativo em látex que ao ser ajustado no pênis do paciente, veda qualquer tipo de extravasamento de urina.

**COMPOSIÇÃO:**

1. Preservativo de látex, tamanho:  
G = 52 mm de diâmetro.
2. Conector em PVC azul
3. Tubo em PVC azul: de 100 e 130 cm de comprimento.

**ROTULAGEM:Modelo de Rotulo**

**COD: 10701130 – DISP. INC. URINÁRIA**  
**MASCULINO G – 130 CM**  
**LOTE.OP: 00000 FAB/ESTERIL: 00/00/00**  
**ANVISA N° 80163570028**

**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

**ESTERILIZAÇÃO:**

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

**VALIDADE:**

Validade 4 anos.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES**

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulagem 4 anos
07/2017	02	Joelma C. Brizola	Inclusão das medidas do preservativo
10/2019	03	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
03/2020	04	Milena Costa Rivera	Exclusão do tamanho do preservativo P e M.