

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO NÃO ESTÉRIL
ANVISA N°80163570030


FINALIDADE:

Artigo indicado no auxílio a incontinência urinária e na coleta da urina de pacientes do sexo masculino, possui preservativo em látex que ao ser ajustado no pênis do paciente veda qualquer tipo de extravasamento de urina.

COMPOSIÇÃO:

1. Preservativo de látex, com tamanhos:
G = 52 mm de diâmetro.
2. Conector em PVC azul
3. Tubo em PVC azul: de 100 e 130 cm de comprimento

ROTULAGEM: Modelo de Rotulo



EMBALAGEM:

Embalado individualmente em embalagem plástico.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto não estéril

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
07/2017	01	Joelma C. Brizola	Inclusão das medidas do preservativo
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
03/2020	03	Milena Costa Rivera	Exclusão do tamanho do preservativo P e M.