

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL
ANVISA Nº80163570005**FINALIDADE:**


Indicado para aspirar secreções traqueobrônquicas, trata de uma necessidade apresentada por pacientes que não conseguem manter a permeabilidade das vias aéreas, como nos casos de pacientes traqueostomizados em ventilação mecânica ou espontânea; secreções nasotraqueais em pacientes que não conseguem eliminar secreções sozinhas e/ou que apresentam grande quantidade de secreção pulmonar; pacientes intubados em ventilação mecânica, a presença de tubo artificial impede que o paciente faça o mecanismo normal de limpeza das vias aéreas e aumenta a produção de secreções.

COMPOSIÇÃO:

1. Área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, cilíndrica semi-rígida, com válvula digital.
2. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriço sem emenda, flexível com paredes lisas para facilitar a aplicação, calibres do 04 ao 20 FR.
Comprimento da 04 a 08: 40 cm ou 50 cm
Comprimento da 10 a 20: 48 cm ou 50 cm
3. Dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda.
4. Possui a extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas. Apenas no calibre 4 possui a ponta fechada.
5. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rotulo

COD.10102040 Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL
C/ VÁLVULA DIGITAL Nº 04.
LOTE OP: FAB/ESTÉRIL /
ANVISA Nº 80163570005 **7 898487 860018**

**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulo 4 anos
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
08/2018	03	Joelma C. Brizola	Inclusão do comprimento 50 cm