

SONDA GÁSTRICA LEVINE
ANVISA N°80163570009**FINALIDADE:**

A sonda Gástrica Levine é usada em adultos e crianças para obter uma amostra do conteúdo gástrico, a fim de realizar estudos laboratoriais e para administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato gastrointestinal.

COMPOSIÇÃO:

1. Área da coligação entre porta agulha e seringas.
2. Tampa flexível, possibilitando a vedação da sonda.
3. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas para facilitar a aplicação, tendo seu comprimento de 120 cm. Calibres: 04 ao 32 FR.
4. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda.
5. Possui a extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas.
6. FREE LÁTEX

ROTULAGEM:Modelo de Rotulo

COD.10105240 GÁSTRICA LEVINE
n° 24
LOTE OP: 00000 FAB/ESTÉRIL 00/00
MS. 80163570009

**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulagem 4 anos
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex

