

**SONDA NASOGÁSTRICA**  
**ANVISA N°80163570003****FINALIDADE:**

É introduzida através da boca ou nariz até o estômago ou intestino, quando por alguma razão o paciente não pode utilizar a boca no processo digestivo, usada para administrar medicamentos e alimentos diretamente no trato gastrointestinal; e para fazer lavagens gástricas. As sondas nasogástricas curtas são as sondas introduzidas até o estômago, e as nasogástricas longas são introduzidas até o trato intestinal. São conectadas a um equipo de nutrição, o qual é conectado ao frasco de alimentação ou as sondas podem ser conectadas a uma seringa.

**COMPOSIÇÃO:**

1. Área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor.
2. Tampa flexível, possibilitando a vedação da sonda.
3. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas para facilitar à aplicação, tendo seu comprimento de 40 cm as curtas e de 110 as longas. Os calibres, de 04 ao 18 FR (Curta) e de 04 e 24 FR (Longa).
4. Dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda.
5. Possui a extremidade proximal arredondada, fechada nas curtas e aberta nas longas, isenta de rebarbas.
6. FREE LÁTEX

**ROTULAGEM:** Modelo de Rótulo**COD: 10103180 – SONDA NASOGÁSTRICA**  
**CURTA N° 08****LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00**  
**ANVISA N° 80163570003****EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

**ESTERILIZAÇÃO:**

Produto esterilizado em Óxido de Etileno.

**VALIDADE:**

Validade 4 anos.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

| Data    | Revisão | Responsável       | Alterações          |
|---------|---------|-------------------|---------------------|
| 09/2015 | 00      | Yurandy Dominguez | Elaboração          |
| 03/2017 | 01      | Joelma C. Brizola | Rotulagem 4 anos    |
| 08/2018 | 02      | Joelma C. Brizola | Inclusão free látex |

