

SONDA URETRAL
ANVISA N°80163570001

FINALIDADE:

A sonda uretral é utilizada para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. É uma sonda de alívio (permanência curta), tem como finalidade: preparar o paciente para determinadas cirurgias; evitar que o paciente urine de forma espontânea; após certas cirurgias; aliviar distensão vesical pela retenção da urina; em casos excepcionais obter uma amostra estéril de urina.

COMPOSIÇÃO:

1. Conector em PVC (Poli cloreto de Vinila). Tampa flexível, possibilitando a vedação da sonda uretral. Calibres: 04 ao 24 FR.
2. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação. Tendo seu comprimento de 40 cm.
3. Dotada de dois orifícios laterais. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda.
4. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas.
5. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo



EMBALAGEM

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

| Data | Revisão | Responsável | Alterações |
|---------|---------|-------------------|---------------------|
| 09/2015 | 00 | Yurandy Dominguez | Elaboração |
| 03/2017 | 01 | Joelma C. Brizola | Rotulagem 4 anos |
| 08/2018 | 02 | Joelma C. Brizola | Inclusão free látex |

