

SONDA RETAL
ANVISA Nº80163570004**FINALIDADE:**

Tem a finalidade de aliviar a tensão provocada por gases e líquidos no intestino grosso, utilizável também para retirada de conteúdo fecal.

COMPOSIÇÃO:

1. Conector azul compatível com seringas.
2. Tampa flexível, possibilitando a vedação da sonda. Sondas com calibre acima de 24, não possuem conector com tampa.
3. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas para facilitar a aplicação, tendo seu comprimento de 40 cm e calibre de 04 a 32 FR.
4. Dotada de um orifício lateral. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda.
5. Sua extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas.
6. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rotulo**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulagem 4 anos
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex

