


**TAMPA LUER MED**  
**ANVISA N°80163570020****FINALIDADE:**

É indicado para vedar a via de acesso (entrada/saída) de extensões de equipos, seringas e cateteres que deixaram de receber a infusão de medicamentos, com isso, protege a entrada de microrganismos no corpo.

**COMPOSIÇÃO:**

Confeccionado em Polipropileno rígido.  
Embalada unitariamente em blister de papel cirúrgico e filme termoplástico.  
Disponível na cor Branca, Vermelha ou Azul.  
FREE LÁTEX

**ROTULAGEM:** Modelo de Rotulo**COD. 10401000 TAMPA LUER MED****LOTE OP: 00000 FAB./ESTÉRIL 00/00****MS. 80163570020****EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

**ESTERILIZAÇÃO:**

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

**VALIDADE:**

Validade 4 anos.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulagem 4 anos
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex