

CATETER PARA OXIGÊNIO
ANVISA Nº80163570002

FINALIDADE:

O cateter nasal é utilizado para administrar oxigênio ao paciente que requer concentrações de oxigênio de baixas a moderadas.

- A) Cateter nasal neonatal: calibre 6FR.
- B) Cateter nasal infantil: calibre 10FR.
- C) Cateter nasal: calibres do 04 ao 20 FR.


COMPOSIÇÃO:

1. Conector Universal em PVC, para conectar ao extensor do umidificador, previamente instalado na saída da rede de oxigênio ou cilindro. Calibres: **04 ao 20 FR.**
2. Tampa acoplada ao conector, somente no cateter nasal.
3. Tubo de PVC (poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas, para facilitar a aplicação. Comprimento de:
90 cm para cateter nasal neonatal e infantil.
40 m para cateter de oxigênio.
4. Dotada de quatro orifícios laterais. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada cateter. Esse tipo de cateter é introduzido na narina do paciente.
5. Cateter neonatal e infantil possuem dois orifícios do mesmo lado, para posicionar próximo a narina do paciente.
6. Sua extremidade proximal arredondada, fechada, isenta de rebarbas.
7. FREE LÁTEX

ROTULAGEM:Modelo de Rótulo



COD: 10201301 – CATETER NASAL NEONATAL	
LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00 ANVISA Nº 80163570002	7 898487 860810
COD: 10202120 – CATETER NASAL 12	
LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00 ANVISA Nº 80163570002	7 898487 860841
COD: 10201401 – CATETER NASAL INFANTIL	
LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00 ANVISA Nº 80163570002	7 898487 861923



EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulagem 4 anos
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex