

**ESPECULO VAGINAL**  
**ANVISA N°80163579002****FINALIDADE:**

Tem como finalidade manter as paredes vaginais afastadas; facilitando a visualização do colo uterino no exame ginecológico e obstétrico; durante a coleta de material para o exame preventivo.

**COMPOSIÇÃO:**

Fabricado em poliestireno cristal (PS), que permite a transparência e transmissão luminosa.

1. Borboleta utilizada na abertura e estabilidade da parede vaginal.
2. Poliestireno de alto impacto garante um procedimento seguro.
3. Bordas atraumáticas livre de rebarbas ou superfície irregulares.
4. Confeccionado em Poliestireno Cristal, que permite uma visualização sem interferência ao procedimento.
5. Disponíveis nos tamanhos Pequeno, Médio e Grande.
6. FREE LÁTEX

**ROTULAGEM:** Modelo de Rotulo**COD: 10601070 – ESPÉCULO VAGINAL**  
**ESTÉRIL M****LOTE.OP: 00000 FAB/ESTERIL: 00/00/00**  
**ANVISA 80163579002**

7898487863606

**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

**ESTERILIZAÇÃO:**

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

**VALIDADE:**

Validade 4 anos.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulo 4 anos
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex