

EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO ANELADO SIMPLES
ANVISA Nº80163570045**FINALIDADE:**

É indicado como extensor para condução de gases medicinais e aspiração de secreções durante procedimentos médicos.

COMPOSIÇÃO:


1. Conector Anelado: Confeccionado em PVC (policloreto de vinila) flexível, atóxico, anelado e compatível com os conectores a vácuo ou máquinas de aspiração.
2. Tubo confeccionado em PVC atóxico sem emendas, com comprimento de 1,5; 2; 3; 4 e 6 m, com calibre de 16; 18 e 20FR.
3. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rotulo

COD: 11202220 EXTENSOR PARA
ASPIRAÇÃO ANELADO SIMPLES
LOTE/OP:00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00
ANVISA Nº 80163570045



7 898487 864238

**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Data	Revisão	Responsável	Alterações
02/2017	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
05/2018	01	Joelma C. Brizola	Alteração do número do registro da ANVISA.
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex

Elaborado por Yurandy Dominguez - Aprovado por Regiane Gavlak - 02/2017

Medsonda Indústria e Comércio de produtos Hospitalares Descartáveis Ltda.
Av. Thereza de Souza Carneiro, 1191 Distrito Industrial - Arapoti - PR CEP: 84.990-000.
Fone:(43) 3512-2800 email: sac@medsonda.com.br