

ROMPEDOR
ANVISA N°80163579006**FINALIDADE:**

Oferece um método seguro para romper a membrana amniótica pela primeira vez. Possui uma ponta arredondada.

COMPOSIÇÃO:

1. Aste anatômica, antiaderente.
2. Polipropileno.
3. Ponta perfurante garante eficácia no procedimento sem trauma para o paciente.
4. FREE LÁTEX

ROTULAGEM:Modelo de Rotulo**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulo 4 anos
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex