

PRENDEDOR UMBILICAL
ANVISA N°80163570015**FINALIDADE:**

Utilizado para fechar o cordão umbilical de recém-nascido, após o parto, para impedir a hemorragia após corte do cordão.

COMPOSIÇÃO:

Confeccionado com travas que garante uma trava segura e eficaz contra sangramentos e um sistema de engate que garante que o clamp não se solte sem a intervenção de um profissional habilitado para proceder com a sua retirada do coto umbilical. Plástico PEBD de cor branca.

Dimensões: 10cm de comprimento e 2 cm de largura. FREE LÁTEX

**ROTULAGEM:** Modelo de Rótulo

COD: 11400100 – PRENDEDOR UMBILICAL

LOTE.OP: 00000 FAB/ESTERIL: 00/00/00
ANVISA N° 80163570015**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulagem 4 anos
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex