

MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão 01	FICHA TÉCNICA FT 8.060	Emissão: 08/2018	MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE
--	------------	---	----------------------------	--

FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL
ANVISA Nº80163570036


FINALIDADE:

Os frascos de nutrição enteral são artigos médicos hospitalares destinados ao acondicionamento de Nutrição Enteral para ser administrado por sonda ou via oral.

COMPOSIÇÃO:

1. Frasco translúcido atóxico, com capacidade de 300 ou 500ml;
2. Escala volumétrica graduada de 100 em 100 ml, em alto relevo;
3. Confeccionado em PEBD (polietileno de baixa densidade), inodoro e resistente.
4. Tampa com rosca;
5. Ponto para conexão de sonda ou equipo.
6. Alça para fixação.
7. FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo



EMBALAGEM:

Embalado individualmente em embalagem plástica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto não estéril.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2016	00	Joelma C. Brizola	Elaboração
08/2018	01	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex