

COLETOR DE URINA INFANTIL TIPO SACO ESTÉRIL
ANVISA N°80163570021**FINALIDADE:**

Usado como coletor de urina em crianças, podendo ser meninos ou meninas, para a realização de exames laboratoriais.

COMPOSIÇÃO:

Coletor Infantil com furo recortado nos modelos unissex, masculino e feminino.

Fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto.

Composto por saco com comprimento de 17 cm e largura de 10 cm, com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável.

A parte adesiva não se desprende do coletor e não deixa resíduo na pele do usuário.

Confeccionadas em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 100ml.

Com selagem nas bordas assegurando a integridade do saco para que não provoquem lesão ao paciente ou vazamento.

FREE LÁTEX

ROTULAGEM:Modelo de Rotulo**EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulagem 4 anos
08/2018	02	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex