

COLETOR DE URINA INFANTIL TIPO SACO NÃO ESTÉRIL
ANVISA Nº80163570029**FINALIDADE:**

Usado como coletor de urina em crianças, para a realização de exames laboratoriais.

COMPOSIÇÃO:

Coletor Infantil com furo recortado nos modelos unissex, masculino e feminino.

Fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto.

Composto por saco com comprimento de 17 cm e largura de 10 cm, com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável.





A parte adesiva não se desprende do coletor e não deixa resíduo na pele do usuário.

Confeccionadas em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 100ml.

Com selagem nas bordas assegurando a integridade do saco para que não provoquem lesão ao paciente ou vazamento.

FREE LÁTEX

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo

IMAGENS ILUSTRATIVAS:**FEMININO****PARTE FRONTAL****PARTE TRASEIRA****MASCULINO****PARTE FRONTAL****PARTE TRASEIRA**

	Revisão 03	FICHA TÉCNICA FT 8.024	Emissão: 01/2020	
--	------------	---------------------------	---------------------	---

UNISSEX

COLETOR URINA INFANTIL

NOME: _____
 QUARTO: _____
 EXAME: _____
 MÉDICO: _____
 LABOR.: _____
 DATA: _____

MEDSONDA
 PRODUTOS PARA SAÚDE
 sac@medsonda.com.br | Fone: (43) 3512 2800
 Av: Thereza de Souza Carneiro nº 1.191 | Distrito Industrial
 Arapoti - PR | CEP: 84990-000 | CNPJ: 05.150.335/0001-43
 Resp. Tec.: Regiane Gaviak CRQ-PR 09201294

ML

100 _____
 90 _____
 80 _____
 70 _____
 60 _____
 50 _____
 40 _____
 30 _____
 20 _____
 10 _____

Material Médico - Hospitalar de Uso Único

PARTE FRONTAL

COLETOR URINA INFANTIL

NOME: _____
 QUARTO: _____
 EXAME: _____
 MÉDICO: _____
 LABOR.: _____
 DATA: _____

AC M

100 _____
 90 _____
 80 _____
 70 _____
 60 _____
 50 _____
 40 _____
 30 _____
 20 _____
 10 _____

Material Médico - Hospitalar de Uso Único

PARTE TRASEIRA

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em embalagem plástica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto não estéril.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
08/2018	01	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	02	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
01/2020	03	Milena Costa Rivera	Inclusão de imagens ilustrativas.