


TORNEIRA 3 VIAS
ANVISA N°80163579005**FINALIDADE:**

A torneira Descartável de 3 Vias é utilizada para conexão de acesso intravenoso para monitoração invasiva de pressão e administração de líquido, fármacos e retirada de amostras, sendo utilizado pelos profissionais da área médico-hospitalar.

COMPOSIÇÃO:

- 1.Válvula (parte interna) fabricado em Polipropileno.
- 2.Corpo (parte externa) fabricado em Policarbonato.
- 3.Conector luerlock rotativo
- 4.Conector luerlock macho
- 5.Tampa

**ROTULAGEM:**Modelo de Rótulo

CÓD: 17003301 - TORNEIRA 3 VIAS
LOTE.OP:00000 FAB/ESTERIL. 00/00/00
ANVISA N° 80163579005

**7898487862654****EMBALAGEM:**

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
05/2020	00	Milena Costa Rivera	Elaboração